

How to Use Xylazine Test Strips ¹

1 Prepare

- Take a 5-10 mg scoop of the substance
- Add substance to about 1 teaspoon of clean water, or enough to fill the cap of a water bottle
- Mix the substance and water in a dry container (a cooker, bottle cap, or baggie the substance came in)


² 10 mg = enough to cover the hair of Abraham Lincoln's head on a penny

2 Test substance


- Hold the **solid red** end of the test strip
- Dip the test strip into the water up to the red line for 15 seconds then take it out
- Wait for 1-2 minutes to check your results



3 Read results



ONE red line:
Positive for xylazine
This means xylazine is present



TWO red lines:
Negative for xylazine
This means xylazine is not present

The second line can be faint,
this still means negative



Scan here to visit our website for more resources and information




MATTERS
Medication for Addiction Treatment & Electronic Referrals

Cómo Utilizar Tiras Reactivas de Xilancia

1

1 Preparación

- Tomar una cucharada de aproximadamente 5-10 mg de la sustancia
- Agregar la sustancia a aproximadamente 1 cucharadita de agua limpia, o suficiente para llenar la tapa de una botella de agua
- Mezclar la sustancia y el agua en un recipiente seco (una olla, la tapa de una botella o la bolsita en la que venía la sustancia)


 ² 10 mg = suficiente para cubrir el cabello de la cabeza de Abraham Lincoln en una moneda

2 Sustancia de prueba

- Sujetar el extremo **rojo sólido** de la tira reactiva
- Sumergir la tira reactiva en el agua hasta la línea roja durante **15 segundos**, y luego retirarla
- Esperar entre **1 a 2 minutos** para comprobar los resultados




3 Leer los resultados



UNA línea roja:
Xilacina positivo

Esto indica que la xilacina está presente



DOS líneas rojas:
Xilacina negativo

Esto indica que la xilacina no está presente

La segunda línea puede estar borrosa, pero sigue siendo negativo



Escanee aquí para visitar nuestro sitio web y obtener más recursos e información



MATTERS
Medication for Addiction Treatment & Electronic Referrals