

# How to Use Fentanyl Test Strips

## 1 Prepare

- Take a 5-10 mg scoop of the substance
- Add substance to about 1 teaspoon of clean water, or enough to fill the cap of a water bottle
- Mix the substance and water in a dry container (a cooker, bottle cap, or baggie the substance came in)



<sup>2</sup> 10 mg = enough to cover the hair of Abraham Lincoln's head on a penny

## 2 Test substance


- Hold the **solid blue** end of the test strip
- Dip the test strip into the water up to the blue water line for 15 seconds then take it out
- Wait for 1-2 minutes to check your results



## 3 Read results



**ONE red line:**  
**Positive for fentanyl**  
This means fentanyl is present



**TWO red lines**  
**Negative for fentanyl**  
This means fentanyl is not present

The second line can be faint,  
this still means negative



Scan here to visit our website for more resources and information



**MATTERS**  
Medication for Addiction Treatment & Electronic Referrals

# Cómo Utilizar Tiras Reactivas de Fentanilo

1

## 1 Preparación

- Tomar una cucharada de aproximadamente 5-10 mg de la sustancia
- Agregar la sustancia a aproximadamente 1 cucharadita de agua limpia, o suficiente para llenar la tapa de una botella de agua
- Mezclar la sustancia y el agua en un recipiente seco (una olla, la tapa de una botella o la bolsita en la que venía la sustancia)



<sup>2</sup> 10 mg = suficiente para cubrir el cabello de la cabeza de Abraham Lincoln en una moneda

## 2 Sustancia de prueba

- Sujetar el extremo azul sólido de la tira reactiva
- Sumergir la tira reactiva en el agua hasta la línea roja durante 15 segundos y luego retirarla
- Esperar entre 1 a 2 minutos para comprobar los resultados




## 3 Leer los resultados



**UNA línea roja:**  
**Fentanilo positivo**

Esto indica que el fentanilo está presente



**DOS líneas rojas**  
**Fentanilo negativo**

Esto indica que el fentanilo no está presente

La segunda línea puede estar borrosa, pero sigue siendo negativo



Escanee aquí para visitar nuestro sitio web y obtener más recursos e información



**MATTERS**  
Medication for Addiction Treatment & Electronic Referrals